

CATALOGO ELETTRODI NEONATALI

Valido dal 01/03/2024

Codice	Descrizione	Utilizzo	qtà per confez.	qtà per cartone	
--------	-------------	----------	-----------------	-----------------	--

Elettrodi monouso neonatali per ECG

62.100.14	Elettrodo monouso di superficie, diam. 20mm , con cavetto 35cm (N/R/G) e presa da 4mm (3 elettr./busta)	Neonatali	120	120	
62.100.01	Elettrodo monouso di superficie, diam. 24mm , con cavetto 60cm (N/R/G) e connettore di sicurezza 1,5mm (3 elettr./busta)	Neonatali	120	120	
62.100.02	Elettrodo monouso di superficie, diam. 24mm , con cavetto 60cm (N/R/G) e presa da 4mm (3 elettr./busta)	Neonatali	120	120	
62.100.03	Elettrodo monouso di superficie, diam. 24mm , con cavetto 90cm (N/R/G) e connettore di sicurezza 1,5mm (3 elettr./busta)	Neonatali	120	120	
62.100.05	Elettrodo monouso di superficie, diam. 20mm , con cavetto 60cm (N/R/G) e connettore di sicurezza 1,5mm (3 elettr./busta)	Neonatali	120	120	
62.100.07	Elettrodo monouso di superficie, diam. 20mm , con cavetto 90cm (N/R/G) e connettore di sicurezza 1,5mm (3 elettr./busta)	Neonatali	120	120	
62.111.01	Elettrodi monouso di superficie, diam. 24mm , con cavetto 60cm (radiotrasparente) e connettore di sicurezza 1,5mm (3 elettr./busta)	Neonatali	120	120	
62.111.03	Elettrodi monouso di superficie, diam. 20mm , con cavetto 60cm (radiotrasparente) e presa da 4mm (3 elettr./busta)	Neonatali	120	120	
64.140.05	Elettrodo monouso di superficie, diam. 24mm, con attacco ad automatico (500 elettrodi/confezione - 25 elettrodi/busta)	Neonatali	500	500	
64.140.07	Elettrodo monouso di superficie, 35x45mm, con attacco ad automatico (80 elettrodi/confezione - 4 elettrodi/busta)	Neonatali	80	80	

Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti


APPROVATO
21/02/2024