

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE						CONNETTORE	
		Serie	A	AL	AR	AP	P	PE	
		Codice Codice 87.111.XX	01	37	38	69	02 ⁽¹⁾	63	
		Lunghezza cavo (cm)	120	120	100	120	120	120	
PHILIPS	Heartstream ForeRunner AED model E, S, EM		●	●	●	-	-	-	 87.111.01/37/38 
	Heartstart FR AED (940010XX, 940020XX, 940030XX)		●	●	●	-	-	-	
	Heartstream/HeartStart FR2 AED (M3840A, M3841A)		●	●	●	●	-	●	
	Heartstream HeartStart FR2+ AED (M3860A, M3861A)		●	●	●	●	-	●	 87.111.02/65 
	HeartStart FR3 AED (ECG 861389, 861388) *		●	-	●	●	-	-	
	CodeMaster 100 (M2475B), XE (M1724A), XL (M1723A/B), XL+ (M1722A/B)		●	●	●	-	●	-	
	HeartStart 4000 (M5500B) ***		●	●	●	-	●	-	 87.111.63 
	Heartstream/HeartStart XL (M4735A), XLT (M3500B) ***		●	●	●	●	●	-	
	HeartStart MRx (M3535A, M3536A) ***		●	●	●	●	●	-	
	HeartStart XL+ (861290) ***		●	●	●	●	●	-	
	Efficia DFM100 (866199) ***		●	●	●	●	●	-	
	HeartStart Intrepid***		●	●	●	●	●	-	

87.111.63: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente

87.111.69: non usare in modalità AED per pazienti di peso < 25 kg con defibrillatori monitor HeartStart Mrx/XL

* Gli elettrodi sono compatibili con l'apparecchio per la terapia, ma non possono essere lasciati connessi all'FR3 in modalità standby o spento a causa dell'attività di autodiagnostica dell'apparecchio

** con cavo elettrodi a mani libere M1750A/B o M2472A e adattatore 05-10200

*** con cavo elettrodi a mani libere M3508A

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
		Serie	A AL AR P
		Codice Codice 87.111.XX	03 39 40 04
		Lunghezza cavo (cm)	120 120 100 120
Zoll Medical Corp	ZOLL PD 1200	●	●
	ZOLL PD 1400	●	●
	ZOLL PD 1600	●	●
	ZOLL PD 1700	●	●
	ZOLL PD 2000	●	●
	ZOLL SERIE M – M SERIES CCT	●	●
	ZOLL SERIE E – E SERIES	●	●
	ZOLL SERIE R – R SERIES	●	●
	ZOLL SERIE X – X SERIES	●	●
	PROPAQ MD	●	●
M&B	AED 7000	●	-



A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE					CONNETTORE	
		Serie	A	AL	AR	P	PE	 87.111.05/41/42
		Codice Codice 87.111.XX	05	41	42	06 ⁽¹⁾	44	
		Lunghezza cavo (cm)	120	120	100	120	120	
Physio-Control	LIFEPAK 9 <i>con QUICK-COMBO adapter</i>	●	●	●	●	-		
	LIFEPAK 10	●	●	●	●	-		
	LIFEPAK 12	●	●	●	●	-		
	LIFEPAK 15	●	●	●	●	-		
	LIFEPAK 20	●	●	●	●	-		
	LIFEPAK 20E	●	●	●	●	-		
	LIFEPAK 500 AED <i>con presa grigia</i>	●	●	●	-	-		
	LIFEPAK 500 AED Biphasic <i>con presa rosa</i>	●	●	●	-	●		
	LIFEPAK 1000 AED	●	●	●	-	●		
	LIFEPAK CR PLUS AED	-	●	-	-	●		
	LIFEPAK EXPRESS AED	-	●	-	-	●		
Bexen Cardio	REANIBEX-200	●	●	●	-	-		
	REANIBEX-300	●	●	●	-	-		
	REANIBEX-500	●	●	●	-	-		
	REANIBEX-700	●	●	●	●	-		
	REANIBEX-800	●	●	●	●	-		
Cardioline	ELIFE 700	●	●	●	●	-		
Comen	S5 - S8	●	●	●	●	-		
Jousing	iAED-S1	-	●	-	-	-		
Mindray	BENEHEARTH D1 (Public/Pro) SENZA RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEL TIPO DI PAZIENTE!	●	●	●	●	-		
	BENEHEARTH D3	●	●	●	●	-		
	BENEHEARTH D6	●	●	●	●	-		
	BENEHEARTH S&C series SENZA RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEL TIPO DI PAZIENTE!	●	●	●	●	-		



87.111.44: riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente

● Non adatte per stimolazione

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
		Serie	A AL AR P
		Codice 87.111.XX	07 88 43 08
		Lunghezza cavo (cm)	120 120 100 120
Agilent Hewlett Packard Laerdal Medical	CODEMASTER 100 (M2475B) *	●	●
	CODEMASTER XE (M1724A) *	●	●
	CODEMASTER XL (M1723A/B) *	●	●
	CODEMASTER XL+ (M1722A/B) *	●	●
	HEARTSTREAM/HeartStart XL (M4735A), XLT (M3500B) **	●	●
	HEARTSTART 4000 (M5500B) **	●	●



* con cavo elettrodi a mani libere M1750A/B o M2472A

** con cavo elettrodi a mani libere M3507A

		Serie	A AL AR P
		Codice 87.111.XX	09 45 46 10
		Lunghezza cavo (cm)	120 120 100 120
Schiller	FRED	●	●
	FRED TELE	●	●
	DEFIGARD DG 1002	●	●
	DEFIGARD DG 3002	●	●
	DEFIGARD DG 2000 EDOS	●	●
Esaote	MDF SAED	●	●
	MDF II	●	●



A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
		Serie	A AL AR P
		Codice 87.111.XX	11 62 61 12
		Lunghezza cavo (cm)	120 120 100 120
Nihon Kohden	Cardiolife TEC-2200 series con cavo JC-755V	●	●
	Cardiolife TEC-5500 series con cavo JC-755V	●	●
	Cardiolife TEC-5600 series con cavo K342A (JC-855V)	●	●
	Cardiolife TEC-7600 series con cavo JC-755V	●	●
	Cardiolife TEC-7700 series con cavo JC-755V	●	●
	Cardiolife TEC-7531 con cavo JC-755V	●	●
	Cardiolife TEC-8251 con cavo JC-755V	●	●
	Cardiolife TEC-8300 series con cavo K342A (JC-855V)	●	●
Welch Allyn	AED-10 (Adattatore pediatrico Welch Allyn 002173-U (2))	●	●
	AED-20 (Adattatore pediatrico Welch Allyn 002174-U (2))	●	●
	PIC-30, PIC-40, PIC-50	●	●
Artema Innomed	CARDIOAID 360B	●	●
	CARDIOAID 200B	●	●
	CARDIOAID 200	●	●
	CARDIOAID 100	●	●
	CARDIOAID XL+	●	●
	CARDIOAID XL	●	●
Artema S&W	CARDIO AID LS	●	●
	CARDIO AID MC	●	●
	CARDIO AID MC+	●	●
Dräger	CARDIOLOG 2000	●	●
MRL	LITE	●	●
	LIFEQUEST	●	-



A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
----------------------	---------	-------	------------

		Serie	A	AL	AR	P	 87.111.13 74/75	 87.111.14
		Codice 87.111.XX	13	74	75	14		
		Lunghezza cavo (cm)	200	200	100	200		
Schiller	FRED EASY (1G – 2G)		●	●	●	●		
	FRED EASY LIFE		●	●	●	●		
	DEFIGARD DG 4000		●	●	●	●		
	DEFIGARD DG 5000		●	●	●	●		
	DEFIGARD DG 6002		●	●	●	●		

		Serie	A	AL	P	PE	 
		Codice 87.111.XX	17	76	18 ⁽¹⁾	47	
		Lunghezza cavo (cm)	120	120	120	120	
CU Medical Systems, inc	PARAMEDIC CU-ER1		●	●	-	●	
	PARAMEDIC CU-ER2, CU-ER3		●	●	●	-	
	PARAMEDIC CU-ER5 con cavo ER-5 OA03		●	●	●	-	
	LIFEGAIN CU-HD1		●	●	●	-	

87.111.47: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente

		Serie	A	AL	AR	P	PE	PLE	 
		Codice 87.111.XX	19	50	51	48 ⁽¹⁾	35	77	
		Lunghezza cavo (cm)	120	120	100	120	120	120	
CU Medical Systems, inc	I – PAD NF1200		●	●	●	-	●	●	
	Cmos Drake	FUTURA	●	●	●	●	-	-	
	Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co., Ltd.	i3	-	●	-	-	-	●	

87.111.35/77: riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE		
		Serie	ALAR		
		Codice 87.111.XX	5354		
		Lunghezza cavo (cm)	120100		
Metrax Primedic	HEARTSAVE AED (fino a/up to S/N 73944xxxxxx)	●	●		
	HEARTSAVE AED-M (fino a/up to S/N 73945xxxxxx)	●	●		
	HEARTSAVE 6 (fino a/up to S/N 73946xxxxxx)	●	●		
	HEARTSAVE 6S (fino a/up to S/N 73947xxxxxx)	●	●		
	DEFIMONITOR XD	●	●		
					
		Serie	APLARAPP		
		Codice 87.111.XX	55562122		
		Lunghezza cavo (cm)	150100150150		
Nihon Kohden	Cardiolife TEC-2200 series con cavo/with cable JC-765V	●	●	●	●
	Cardiolife TEC-5500 series con cavo/with cable JC-765V	●	●	●	●
	Cardiolife TEC-5600 series con cavo/with cable K342B (JC-865V)	●	●	●	●
	Cardiolife TEC-7600 series con cavo/with cable JC-765V	●	●	●	●
	Cardiolife TEC-7700 series con cavo/with cable JC-765V	●	●	●	●
	Cardiolife TEC-7531 con cavo/with cable JC-765V	●	●	●	●
	Cardiolife TEC-8300 series con cavo/with cable K342B (JC-865V)	●	●	●	●
					
		Serie	APARPP		
		Codice 87.111.XX	235724		
		Lunghezza cavo (cm)	120100120		
Marquette GE	MARQUETTE 1250 FIRST RESPONDER	●	●	●	
	MARQUETTE 1500 FIRST RESPONDER	●	●	●	
	MARQUETTE RESPONDER 2000 (con cavo adattatore)	●	●	●	
	MARQUETTE RESPONDER 3000 (con cavo adattatore)	●	●	●	
Esaote	MDF	●	●	●	
	MDF PLUS	●	●	●	
					

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
		Serie	A
		Codice 87.111.XX	29
		Lunghezza cavo (cm)	120
Nihon Kohden	TEC-8250 con cavo L200	●	●
	TEC-8251 con cavo L200	●	●
		Serie	AL PL
		Codice 87.111.XX	30 93 ⁽¹⁾
		Lunghezza cavo (cm)	130 130
Weinmann	MEDUCORE EASY	●	-
	MEDUCORE STANDARD	●	●
		Serie	A P
		Codice 87.111.XX	26 28
		Lunghezza cavo (cm)	100 100
Corpuls	CORPULS 3 (P/N 04300)	●	●
		Serie	AL PLE
		Codice 87.111.XX	27 78
		Lunghezza cavo (cm)	120 120
Defibtech	DDU – 100 Lifeline AED	●	●
	DDU – 120 Lifeline AUTO AED	●	●

Gli elettrodi non sono compatibili nel caso CORPULS 3 dotato del modular system Defibrillator-/Pacerunit SLIM P/N 04301

87.111.78: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
		Serie	A AL P
		Codice 87.111.XX	58 70 59
		Lunghezza cavo (cm)	200 200 200
Schiller	FRED easyport, FRED easyport plus	●	● ●
	DEFIGARD HD-7, DEFIGARD Touch 7	●	● ●
	ARGUS PRO LifeCare 1 & 2	●	● ●
	CARDIOVIT AT-101 Easy	●	● ●
Philips	TEMPUS LS	●	● -



Gli elettrodi sono senza RFID per il riconoscimento automatico della scadenza (funzionalità presente su FRED PA-1 e DEFIGARD TOUCH 7)

		Serie	AL PL
		Codice 87.111.XX	82 83
		Lunghezza cavo (cm)	120 120
Mediana	HeartOn AED A10	●	●



		Serie	A P
		Codice 87.111.XX	92 94
		Lunghezza cavo (cm)	200 200
GE	RESPONDER 3000 (attacco diretto)	●	●
	RESPONDER 2000 (attacco diretto)	●	●
	RESPONDER 1100 (attacco diretto)	●	●
	CARDIOSERV (attacco diretto)	●	●
	DASH RESPONDER (attacco diretto)	●	●



A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
----------------------	---------	-------	------------

		Serie	AP	
		Codice 87.111.XX	99	
		Lunghezza cavo (cm)	180	
Mediana	HEARTON AED A15		●	
Tecno-Gaz	TECNOHEART PLUS		●	

		Serie	AL	PL	
		Codice 87.111.XX	15	16	
		Lunghezza cavo (cm)	120	120	
Zoll Medical Corp	AED PLUS		●	●	
	AED PRO		●	●	
	ZOLL AED 3		●	●	
	R Series		●	●	
	USATO CON CAVO MULTIFUNZIONALE TERAPEUTICO CPR-D-REF 8000-000863 O ADATTATORE REF 8009-0020		●	●	
	X Series		●	●	
	USATO CON CAVO MULTIFUNZIONALE TERAPEUTICO CPR-D-REF 8000-000831 O ADATTATORE REF 8009-0020		●	●	

Senza CPR (risposta alle compressioni & metronomo)

		Serie	AP	
		Codice 87.111.XX	25	
		Lunghezza cavo (cm)	120	
Nihon Kohden	Cardiolife AED 2100K		●	
	Cardiolife AED 2150K			
	Cardiolife AED 2151K			
	Cardiolife AED 2152K			

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
		Serie	ALPE
		Codice 87.111.XX	6465
		Lunghezza cavo (cm)	120120
Cardiac Science	Powerheart AED – 9200 series	●	●
	Powerheart AED G3 – 9300 series (G3 – G3 Plus – G3 Pro)		
	Firstsave AED G3 9300 series		
GE	Responder AED	●	●
	Responder AED Pro		
87.111.64: Per questo modello la vita del prodotto è 18 mesi dalla data di produzione 87.111.65: riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente			
		Serie	AP
		Codice 87.111.XX	72
		Lunghezza cavo (cm)	120
Radian	Heart Guardian AED HR-501	●	

⁽¹⁾ Non utilizzare con i defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico.

⁽²⁾ Nelle applicazioni pediatriche, l'utilizzo delle piastre senza l'adattatore riduttore di energia indicato può risultare pericoloso.

EF Medica garantisce la compatibilità delle piastre con i modelli di dispositivi (defibrillatori, monitor defibrillatori, defibrillatori stimolatori, stimolatori) o cavi sopra riportati con i relativi connettori originali o clip. Si raccomanda comunque la verifica della compatibilità delle piastre con il defibrillatore in uso, con particolare riguardo al suo connettore o al connettore di eventuali adattatori o cavi di estensione utilizzati; ove non specificato diversamente, l'utilizzo di adattatori o cavi di estensione potrebbe compromettere la funzionalità delle piastre. EF Medica raccomanda di seguire sempre le indicazioni da parte dei costruttori dei defibrillatori in materia di elettrodi pediatrici e loro utilizzo. I marchi e i nomi commerciali presenti nel documento sono proprietà dei rispettivi produttori.

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia