

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
		Serie	
		Codice 87.111.XX	
		Lunghezza cavo (cm)	
PHILIPS	Heartstream ForeRunner AED	A 01	AL 37
	Heartstart FR AED	AR 38	AP 69
	HeartStart FR2 AED	P 02 ⁽¹⁾	PE 63
	HeartStart FR2+ AED		
	HeartStart FR3 AED*		
	HeartStart 4000**		
	Heartstream/HeartStart XL**		
	HeartStart MRx**		
	HeartStart XL+**		
	Efficia DFM100**		
	HeartStart Intrepid**		



87.111.01/37/38



87.111.02/65 87.111.63

87.111.63: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente

A: Per pazienti di peso <25 kg: da usare con la chiave bambino/neonato REF 989803150031

B: In AED mode use only on adult patients (>25kg)

C: Non utilizzare con i defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico.

* Gli elettrodi sono compatibili con l'apparecchio per la terapia, ma non possono essere lasciati connessi all'FR3 in modalità standby o spento a causa dell'attività di autodiagnostica dell'apparecchio

** con cavo elettrodi a mani libere M3508A o 989803197111

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
----------------------	---------	-------	------------

		Serie	A	AL	AR	P	
		Codice Codice 87.111.XX	03	39	40	04	
		Lunghezza cavo (cm)	120	120	100	120	
			●	●	●	●	
Zoll Medical Corp	ZOLL PD 1200		●	●	●	●	
	ZOLL PD 1400		●	●	●	●	
	ZOLL PD 1600		●	●	●	●	
	ZOLL PD 1700		●	●	●	●	
	ZOLL PD 2000		●	●	●	●	
	ZOLL SERIE M – M SERIES CCT		●	●	●	●	
	ZOLL SERIE E – E SERIES		●	●	●	●	
	ZOLL SERIE R – R SERIES		●	●	●	●	
	ZOLL SERIE X – X SERIES		●	●	●	●	
	PROPAQ MD		●	●	●	●	
M&B	AED 7000		●	●	●	-	

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
		Serie	
		Codice Codice 87.111.XX	
		Lunghezza cavo (cm)	
Physio-Control	LIFEPAK 9 con QUICK-COMBO adapter	A 05	AL 41
	LIFEPAK 10 – 12 – 15 – 20 – 20E	AR 42	P 06 ⁽¹⁾
	LIFEPAK 500 AED con presa grigia	PE 44	
	LIFEPAK 500 AED Biphasic con presa rosa		
	LIFEPAK 1000 AED		
	LIFEPAK CR PLUS AED		
	LIFEPAK EXPRESS AED		
Bexen Cardio	REANIBEX-200, REANIBEX-300, REANIBEX-500		
	REANIBEX-700		
	REANIBEX-800		
Cardioline	ELIFE 700		
Comen	S5 - S8		
Jousing	iAED-S1		
Acoresmed	A102		
	A112		
	A104		
	A114		
Mindray	BENEHEARTH D1 (Public/Pro) SENZA RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEL TIPO DI PAZIENTE!		
	BENEHEARTH D3 – D6		
	BENEHEARTH D30 – D60		
	BENEHEARTH S&C series SENZA RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEL TIPO DI PAZIENTE!		
Amoul® AMBULANC (Shenzhen) Tech. Co. Ltd	i2, i6, i7, i9, LS1		



87.111.44: riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente

C: Non utilizzare con i defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico.

● Non per stimolazione

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
----------------------	---------	-------	------------

		Serie	A	AL	AR	P	
		Codice 87.111.XX	07	88	43	08	
		Lunghezza cavo (cm)	120	120	100	120	
Agilent Hewlett Packard Laerdal Medical	CODEMASTER 100 (M2475B) *		●	●	●	●	
	CODEMASTER XE (M1724A) *		●	●	●	●	
	CODEMASTER XL (M1723A/B) *		●	●	●	●	
	CODEMASTER XL+ (M1722A/B) *		●	●	●	●	
	HEARTSTREAM/HeartStart XL (M4735A), XLT (M3500B) **		●	●	●	●	
	HEARTSTART 4000 (M5500B) **		●	●	●	●	

* con cavo elettrodi a mani libere M1750A/B o M2472A

** con cavo elettrodi a mani libere M3507A

		Serie	A	AL	AR	P	
		Codice 87.111.XX	09	45	46	10	
		Lunghezza cavo (cm)	120	120	100	120	
Schiller	FRED		●	●	●	●	
	FRED TELE		●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 1002		●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 3002		●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 2000 EDOS		●	●	●	●	
Esaote	MDF SAED		●	●	●	●	
	MDF II		●	●	●	●	

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
		Serie	A AL AR P
		Codice 87.111.XX	11 62 61 12
		Lunghezza cavo (cm)	120 120 100 120
Nihon Kohden	Cardiolife TEC-22xx series con cavo JC-755V	●	●
	Cardiolife TEC-55xx series con cavo JC-755V	●	●
	Cardiolife TEC-56xx series con cavo K342A (JC-855V)	●	●
	Cardiolife TEC-76xx series con cavo JC-755V	●	●
	Cardiolife TEC-77xx series con cavo JC-755V	●	●
	Cardiolife TEC-7531 con cavo JC-755V	●	●
	Cardiolife TEC-8251 con cavo JC-755V	●	●
	Cardiolife TEC-83xx series con cavo K342A (JC-855V)	●	●
Welch Allyn	AED-10 (Adattatore pediatrico Welch Allyn 002173-U (²))	●	A
	AED-20 (Adattatore pediatrico Welch Allyn 002174-U (²))	●	A
	PIC-30, PIC-40, PIC-50	●	●
Artema Innomed	CARDIOAID 360B	●	●
	CARDIOAID 200B	●	●
	CARDIOAID 200	●	●
	CARDIOAID 100	●	●
	CARDIOAID XL+	●	●
	CARDIOAID XL	●	●
Artema S&W	CARDIO AID LS	●	●
	CARDIO AID MC	●	●
	CARDIO AID MC+	●	●
Dräger	CARDIOLOG 2000	●	●
MRL	LITE	●	●
	LIFEQUEST	●	-



A: Nelle applicazioni pediatriche, l'utilizzo degli elettrodi senza l'adattatore riduttore di energia indicato può risultare pericoloso.

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
----------------------	---------	-------	------------

		Serie	A	AL	AR	P	  87.111.13 74/75
		Codice 87.111.XX	13	74	75	14	
		Lunghezza cavo (cm)	200	200	100	200	
Schiller	FRED EASY		●	●	●	●	
	FRED EASY LIFE		●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 4000		●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 5000		●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 6002		●	●	●	●	

		Serie	A	AL	P	PE	 
		Codice 87.111.XX	17	76	18 ⁽¹⁾	47	
		Lunghezza cavo (cm)	120	120	120	120	
CU Medical Systems, inc	PARAMEDIC CU-ER1		●	●	-	●	
	PARAMEDIC CU-ER2, CU-ER3		●	●	C	-	
	PARAMEDIC CU-ER5 con cavo ER-5 OA03		●	●	C	-	
	LIFEGAIN CU-HD1		●	●	C	-	

87.111.47: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente

C: Non utilizzare con I defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico.

		Serie	A	AL	AR	P	PE	PLE	 
		Codice 87.111.XX	19	50	51	48 ⁽¹⁾	35	77	
		Lunghezza cavo (cm)	120	120	100	120	120	120	
CU Medical Systems, inc	I – PAD NF1200		●	●	●	-	●	●	
Cmos Drake	FUTURA		●	●	●	C	-	-	 
Amoul® Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co., Ltd.	i3, i5		-	●	-	-	-	-	

87.111.35/77: riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente

C: Non utilizzare con I defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico.

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
		Serie	ALAR
		Codice 87.111.XX	5354
		Lunghezza cavo (cm)	120100
Metrax Primedic	HEARTSAVE AED (fino a/up to S/N 73944xxxxxx)		
	HEARTSAVE AED-M (fino a/up to S/N 73945xxxxxx)		
	HEARTSAVE 6 (fino a/up to S/N 73946xxxxxx)		
	HEARTSAVE 6S (fino a/up to S/N 73947xxxxxx)		
	DEFIMONITOR XD		
		Serie	APLARAPP
		Codice 87.111.XX	55562122
		Lunghezza cavo (cm)	150100150150
Nihon Kohden	Cardiolife TEC-22xx series con cavo/with cable JC-765V		
	Cardiolife TEC-55xx series con cavo/with cable JC-765V		
	Cardiolife TEC-56xx series con cavo/with cable K342B (JC-865V)		
	Cardiolife TEC-76xx series con cavo/with cable JC-765V		
	Cardiolife TEC-77xx series con cavo/with cable JC-765V		
	Cardiolife TEC-7531 con cavo/with cable JC-765V		
	Cardiolife TEC-83xx series con cavo/with cable K342B (JC-865V)		
		Serie	ARAP
		Codice 87.111.XX	235724
		Lunghezza cavo (cm)	120100120
Marquette GE	MARQUETTE 1250 FIRST RESPONDER		
	MARQUETTE 1500 FIRST RESPONDER		
	MARQUETTE RESPONDER 2000 (con cavo adattatore)		
	MARQUETTE RESPONDER 3000 (con cavo adattatore)		
Esaote	MDF		
	MDF PLUS		

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
----------------------	---------	-------	------------

		Serie	A	
		Codice 87.111.XX	29	
		Lunghezza cavo (cm)	120	
Nihon Kohden	TEC-8250 con cavo L200		●	
	TEC-8251 con cavo L200		●	

		Serie	AL	PL	
		Codice 87.111.XX	30	93 ⁽¹⁾	
		Lunghezza cavo (cm)	130	130	
Weinmann	MEDUCORE EASY		●	-	
	MEDUCORE STANDARD		●	C	

C: Non utilizzare con I defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico.


		Serie	A	P	
		Codice 87.111.XX	26	28	
		Lunghezza cavo (cm)	100	100	
Corpuls	CORPULS 3		●	●	
	CORPULS 3 SLIM – solo con cavo 04326.0BA		●	●	
	CORPULS 1 – solo con cavo 04326.0BA		●	●	

		Serie	AL	PLE	
		Codice 87.111.XX	27	78	
		Lunghezza cavo (cm)	150	150	
Defibtech	DDU – 100 Lifeline AED		●	●	
	DDU – 120 Lifeline AUTO AED		●	●	

87.111.78: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
		Serie	A AL P
		Codice 87.111.XX	58 70 59
		Lunghezza cavo (cm)	200 200 200
Schiller	FRED easyport, FRED easyport plus	●	● ●
	DEFIGARD HD-7, DEFIGARD Touch 7	●	● ●
	ARGUS PRO LifeCare 1 & 2	●	● ●
	CARDIOVIT AT-101 Easy	●	● ●
Philips	TEMPUS LS	●	● ●



Gli elettrodi sono senza RFID per il riconoscimento automatico della scadenza (funzionalità presente su FRED PA-1 e DEFIGARD TOUCH 7)

		Serie	AL PL
		Codice 87.111.XX	82 83
		Lunghezza cavo (cm)	120 120
Mediana	HeartOn AED A10	●	●



		Serie	A P
		Codice 87.111.XX	92 94
		Lunghezza cavo (cm)	200 200
GE	RESPONDER 3000 (attacco diretto)	●	●
	RESPONDER 2000 (attacco diretto)	●	●
	RESPONDER 1100 (attacco diretto)	●	●
	CARDIOSERV (attacco diretto)	●	●
	DASH RESPONDER (attacco diretto)	●	●



A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
----------------------	---------	-------	------------

		Serie	APL	
		Codice 87.111.XX	99	
		Lunghezza cavo (cm)	180	
Mediana	HEARTON AED A15		●	
Tecno-Gaz	TECNOHEART PLUS		●	

		Serie	AL	PL	
		Codice 87.111.XX	15	16	
		Lunghezza cavo (cm)	120	120	
Zoll Medical Corp	AED PLUS		●	●	
	AED PRO		●	●	
	ZOLL AED 3		●	●	
	R Series		●	●	
	USATO CON CAVO TERAPEUTICO CPR-D-REF 8000-000863-40 O ADATTATORE REF 8009-0020 (PER CAVI TERAPIA: 8009-0749 O 8009-0750)		●	●	
	X Series		●	●	
	USATO CON CAVO TERAPEUTICO CPR-D-REF 8000-000831-40 O ADATTATORE REF 8009-0370 (PER CAVO TERAPIA: 8300-000676)		●	●	

Senza CPR (risposta alle compressioni & metronomo)

		Serie	APL	
		Codice 87.111.XX	25	
		Lunghezza cavo (cm)	120	
Nihon Kohden	Cardiolife AED 2100K		●	
	Cardiolife AED 2150K			
	Cardiolife AED 2151K			
	Cardiolife AED 2152K			

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	CONNETTORE
----------------------	---------	-------	------------

		Serie	AL	PE	
		Codice 87.111.XX	64	65	
		Lunghezza cavo (cm)	120	120	
Cardiac Science	Powerheart AED – 9200 series				
	Powerheart AED G3 – 9300 series (G3 – G3 Plus – G3 Pro)				
	Firstsave AED G3 9300 series				
GE	Responder AED		•	•	
	Responder AED Pro				

87.111.64: Per questo modello la vita del prodotto è 18 mesi dalla data di produzione
87.111.65: riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente

		Serie	AP	
		Codice 87.111.XX	72	
		Lunghezza cavo (cm)	120	
Radian	Heart Guardian AED HR-501		•	

- (¹) Non utilizzare con i defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico.
(²) Nelle applicazioni pediatriche, l'utilizzo delle piastre senza l'adattatore riduttore di energia indicato può risultare pericoloso.

EF Medica garantisce la compatibilità delle piastre con i modelli di dispositivi (defibrillatori, monitor defibrillatori, defibrillatori stimolatori, stimolatori) o cavi sopra riportati con i relativi connettori originali o clip. Si raccomanda comunque la verifica della compatibilità delle piastre con il defibrillatore in uso, con particolare riguardo al suo connettore o al connettore di eventuali adattatori o cavi di estensione utilizzati; ove non specificato diversamente, l'utilizzo di adattatori o cavi di estensione potrebbe compromettere la funzionalità delle piastre. EF Medica raccomanda di seguire sempre le indicazioni da parte dei costruttori dei defibrillatori in materia di elettrodi pediatrici e loro utilizzo. I marchi e i nomi commerciali presenti nel documento sono proprietà dei rispettivi produttori.

A: Adulti standard – AL: Adulti cavo esterno – AR: Adulti radiotrasparenti – AP: Adulti-pediatrici – APL: Adulti-pediatrici cavo esterno - P: Pediatriche standard - PE: Pediatriche con riduttore di energia - PLE: Pediatriche cavo esterno con riduttore di energia